

محصولات

LED COLD LIGHT SOURCE

No Sound

High Intensity

No Shadow Technology

Portable (charging by car battery)



کابل (کورد) نور سرد میکروسکوپ جراحی
COLD LIGHT CABLE



منبع نور سرد ال ای دی
LED COLD LIGHT SOURCE



کابل (کورد) نور سرد
COLD LIGHT CABLE (CORD)



ویدئو لارنگوسکوپ
(VIDEO LARYNGOSCOPE)

خدمات


- تعمیر کورد نور سرد جراحی
- تعمیر منبع نور سرد
- تعمیر پروب پالس اکسیمتر MRI
- تعمیر لنز جراحی
- تعمیر ابزار جراحی
- تعمیر تیغه و لامپ لارنگوسکوپ
- تعمیر فیبر لیزر الکساندرایت



ROSHANA L 1.5



ROSHANA L 1.6



ROSHANA L 1.7



0913 339 6890
031 33 93 22 32



اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی



mstohid.ir



mstohid@chmail.ir

LED COLD LIGHT SOURCE

ROSHANA L1.6

No Sound

High Intensity

No Shadow Technology

مشخصات فنی دستگاه منبع نور سرد ROSHANA L1.5

ROSHANA L1.5 -300 & ROSHANA L1.5-175	مدل
American Medical LED	چیپ ال ای دی
Equal Xenon (300) Equal Xenon (175)	شدت نور
various based on Model	جریان مصرفی
STORZ	اتصال کورد
White Medical	طیف نوری
8 KG	وزن
40*36*12 CM ³	ابعاد
IMED	مجوز
ISO: 13485	گواهی ایزو
EN 60601-1 EN 60601-1-2 EN 60601-2-18	استاندارد



منبع نور سرد ROSHANA L1.5 مخصوص عمل‌ها لاپراکوسکوپی و اندوسکوپی

- بهره‌گیری از تکنولوژی ال ای دی تک پیکسلی مدیکال به منظور حذف سایه
- به کارگیری چشمه نور ال ای دی با طول عمر بیش از 20000 ساعت
- سیستم خنک‌سازی بدون صدا (ROSHANA L1.5-175)
- دارای نمایشگر تمام‌رنگی
- سهولت در تنظیم شدت روشنایی با استفاده از ولوم چرخشی
- قابلیت سفارشی‌سازی اتصال کابل (کورد) استاندارد بر اساس نیاز مشتری

LED COLD LIGHT SOURCE

ROSHANA L 1.7

No Sound

High Intensity

No Shadow Technology

مشخصات فنی دستگاه منبع نور سرد ROSHANA L 1.7

ROSHANA L1.7	مدل
High Intensity LED	چیپ ال ای دی
Equal Xenon	شدت نور
STORZ	اتصال کورد
White	طیف نوری
8 kg	وزن
28*25*8 cm ³	ابعاد



منبع نور سرد ROSHANA L1.7 مخصوص ENT ، معاینه و کاربرد های تشخیصی

- بهره گیری از تکنولوژی ال ای دی
- به کارگیری چشمه نور ال ای دی با طول عمر بیش از 20000 ساعت
- سیستم خنک سازی کم صدا
- سهولت در تنظیم شدت روشنایی با استفاده از ولوم چرخشی
- قابلیت سفارشی سازی اتصال کابل (کورد) استاندارد بر اساس نیاز مشتری

LED COLD LIGHT SOURCE

ROSHANA L 1.6

Portable

Charging by car battery

مشخصات فنی دستگاه منبع نور سرد ROSHANA L 1.6

ROSHANA L1.6	مدل
High Intensity LED	چیپ ال ای دی
Equal Xenon	شدت نور
STORZ	اتصال کورد
White	طیف نوری
5 (kg)	وزن
16*14.5*20 (cm^3)	ابعاد

نمایشگر میزان شارژ دستگاه

اتصال کورد



روشن/شارژ

اتصال کابل برق

روشن/خاموش



شارژ با خودرو

منبع نور سرد ROSHANA L1.7 مخصوص کاربردهای دامپزشکی (اصلاح نژاد و تلقیح مصنوعی)

- بهره گیری از تکنولوژی ال ای دی
- قابل استفاده به صورت پرتابل
- با باتری قابل شارژ
- قابل استفاده با برق خودرو
- به کارگیری چشمه نور ال ای دی با طول عمر بیش از 20000 ساعت
- سیستم خنک سازی کم صدا
- سهولت در تنظیم شدت روشنایی با استفاده از ولوم چرخشی
- قابلیت سفارشی سازی اتصال کابل (کورد) استاندارد بر اساس نیاز مشتری



محصولات



کابل (کورد) نور سرد میکروسکوپ جراحی
COLD LIGHT CABLE



نور سرد ال ای دی
LED COLD LIGHT SOURCE



کابل (کورد) نور سرد
COLD LIGHT CABLE(CORD)



ویدئو لارنگوسکوپ
(VIDEO LARYNGOSCOPE)

Multiple purpose

High Intensity

Strong Match

COLD LIGHT CABLE(CORD)



خدمات

- تعمیر کورد نور سرد جراحی
- تعمیر منبع نور سرد
- تعمیر پروب پالس اکسیمتر MRI
- تعمیر لنز جراحی
- تعمیر ابزار جراحی
- تعمیر تیغه و لامپ لارنگوسکوپ
- تعمیر فیبر لیزر الکساندرایت



031 33 93 22 32
0913 339 6890



اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی



mstohid.ir



mstohid@chmail.ir



MST-CLC.M (کانکتور مادر) MST-CLC.S (کانکتور ثابت)	مدل
2.2, 3.0, 5.5 m قابل تغییر بر اساس سفارش	طول
متناسب با طول کابل و نوع کانکتور	وزن

- دارای کانکتور ثابت (بر اساس سفارش) و کانکتور مادر و قابل تبدیل به انواع کوردهای نوری
- انعطاف پذیری بالا

- طول و وزن مناسب جهت سهولت در کاربرد
- شدت روشنایی معادل با نمونه های خارجی
- قیمت مقرون به صرفه
- قابل اتصال به کلیه منابع نور سرد:



- Storz •Stryker •Wolf •Olympus
- Ackermann •ACMI •Aesculap •Gimi



Mobin Sanat Tohid

Novel Way in Medical Equipment

شرکت دانش بنیان
مبین صنعت توحید

راهی نوین در تجهیزات پزشکی

محصولات



کابل (کورد) نور سرد میکروسکوپ جراحی
COLD LIGHT CABLE



منبع نور سرد ال ای دی
LED COLD LIGHT SOURCE





کابل (کورد) نور سرد
COLD LIGHT CABLE(CORD)



ویدئو لارنگوسکوپ
(VIDEO LARYNGOSCOPE)

VIDEO LARYNGOSCOPE

BINA G-11



خدمات

- تعمیر کورد نور سرد جراحی
- تعمیر منبع نور سرد
- تعمیر پروب پالس اکسیمتر MRI
- تعمیر لنز جراحی
- تعمیر ابزار جراحی
- تعمیر تیغه و لامپ لارنگوسکوپ
- تعمیر فیبر لیزر الکساندرایت



031 33 93 22 32
0913 339 6890



Isfahan Science and
Technology Town, Iran



mstohid.ir





mstohid@chmail.ir



- تسهیل عمل لوله گذاری و معاینه مسیر تنفسی
- حمل آسان
- دوربین ضدآب و ضدبخار
- فاصله کانونی مناسب برای ارائه میدان دید وسیع
- صفحه نمایش رنگی و لمسی
- قابل شارژ جهت استفاده به صورت پرتابل
- طراحی تیغه متناسب با استاندارد های اشتورز و گلابدوسکوپ

BINA G-11	مدل
3-8 cm	فاصله کانونی دوربین
yes	وضعیت ضد آب بودن
yes	وضعیت ضد بخار بودن
LCD-7 inch	صفحه نمایش
Storz /GlideScope	مدل تیغه



USB VIDEO LARYNGOSCOPE



GlideScope/Storz	مدل تیغه
yes	وضعیت ضد آب بودن
yes	وضعیت ضدبخار بودن
USB	نوع کانکتور
1/9 CMOS	حسگر تصویر برداری
Android/Windows	نسخه نرم افزار
yes	قابلیت ضبط تصویر
640*480	رزولوشن تصویر
3cm-8cm	فاصله کانونی دوربین

ویدیو لارنگوسکوپ موبایلی (USB):

- بهره گیری از دوربین ضدبخار و ضدآب
- دارای حسگر CMOS
- حساسیت بالایی در شرایط نوری نامناسب
- قابلیت تصویر برداری با سرعت بالا
- قابلیت ضبط ویدیو و عکس ازفرآیند لوله گذاری
- دارای نرم افزار نسخه ویندوز و اندروید