



محصولات



کابل (کورد) نور سرد میکروسکوپ جراحی
COLD LIGHT CABLE



منبع نور سرد LED
LED COLD LIGHT SOURCE



کابل (کورد) نور سرد
COLD LIGHT CABLE (CORD)



ویدئو لارنگوسکوپ
(VIDEO LARYNGOSCOPE)

LED COLD LIGHT SOURCE منبع نور سرد LED

High Intensity

No Shadow Technology

No Sound

Portable (charging by car battery)



L1.5
جراحی



L1.6
دامپزشکی



L1.7
معاینه و تشخیص

خدمات

- تعمیر کورد نور سرد جراحی
- تعمیر منبع نور سرد
- تعمیر پروب پالس اکسیمتر MRI
- تعمیر لنز جراحی
- تعمیر ابزار جراحی
- تعمیر تیغه و لامپ لارنگوسکوپ
- تعمیر فیبر لیزر الکساندرایت



031 33 93 22 32
0913 339 6890



Isfahan Science and
Technology Town, Iran



mstohid.ir



mstohid@chmail.ir


LED COLD LIGHT SOURCE ROSHANA L 1.6

High Intensity
No Shadow Technology
No Sound

منبع نور سرد

ROSHANA L 1.6

مشخصات فنی دستگاه منبع نور سرد
ROSHANA L 1.6



ROSHANA L1.6	مدل
مدیکال آمریکایی-تک پیکسل	چیپ LED
معادل 300 وات زنون	شدت نور
STORZ	اتصال کورد
White Medical	طیف نوری
8 (kg)	وزن
28*25*8 (cm ³)	ابعاد

منبع نور سرد ROSHANA L1.6 مخصوص معاینه و کاربرد های تشخیصی

- بهره گیری از تکنولوژی LED های تک پیکسلی مدیکال به منظور حذف سایه (NO SHADOW Technology)
- به کارگیری چشمه نور LED با طول عمر بیش از 20000 ساعت
- سیستم خنک سازی کم صدا
- سهولت در تنظیم شدت روشنایی با استفاده از ولوم چرخشی
- قابلیت سفارشی سازی اتصال کابل(کورد) استاندارد بر اساس نیاز مشتری